


# NOTFALL- UND TRANSPORT- BEATMUNGSGERÄT



MEDUMAT STANDARD<sup>2</sup> – WEINMANN EMERGENCY



## HERAUSFORDERUNG

- Kleine Gehäuseform für Steckverbindung mit 2 MOPP, um erhöhten Patientenschutz zu gewährleisten und das Risiko eines elektrischen Schlages für Patienten und Anwender zu vermindern

## LÖSUNG

- Standard dichte Gerätebuchse mit größerer Frontmutter in kleines Gehäuse montierbar
- Erhöhter IP-Schutzgrad durch Geräteteil wurde erreicht
- Einhaltung der 2 MOPP nach IEC 60601-1

## KUNDENNUTZEN

- Hohe Einsatzflexibilität
- Einfache und sichere Handhabung
- Schnelle Verfügbarkeit durch Produkt aus Standardportfolio
- Technischer Support und Expertise
- Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln (z.B. neodisher® MediClean forte von Dr. Weigert)

## VERLÄSSLICHE UNTERSTÜTZUNG IM NOTFALLEINSATZ

Das Beatmungsgerät MEDUMAT Standard<sup>2</sup> von WEINMANN Emergency ist für verschiedene Einsätze, vom Primäreinsatz bis hin zum Intensivtransport oder Kontaminationstransport, geeignet. Dennoch ist es leicht, schnell und intuitiv zu bedienen. Dank kurzer Startzeit und der schnellen Einstiegsmöglichkeit über die Körpergröße des Patienten oder den Notfallmodus des Geräts kann die Therapie umgehend gestartet werden. Die vielseitigen Funktionen für die differenzierte Beatmung sind aufgrund der übersichtlichen Menüführung leicht zu bedienen und garantieren

daher maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit für Patient und Anwender in Notfallsituationen.

„ Unseren Anspruch an höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit sowie die Gewährleistung von intuitiver und sicherer Handhabung hat ODU durch eine optimale Lösung erfüllt, die perfekt zu unserem Produkt passt.“



Heye Heegardt

Leiter Entwicklung  
elektronischer Systeme  
WEINMANN Emergency



✉ [medical@odu.de](mailto:medical@odu.de)  
🌐 [www.odu-connectors.com/industries/medical](http://www.odu-connectors.com/industries/medical)

Get connected  
+49 8631 6156-0

**ODU GmbH & Co. KG**  
Pregelstraße 11, 84453 Mühldorf a. Inn, Germany